

# Utensile per movimenti centrali a cartuccia

1671.8/2BI-US



## Profili

---




## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- E' composto da chiave, articolo no. 1671.1, vite con dado e impugnatura.
- Il perno con doppia filettatura permette di utilizzare questo utensile sia con movimenti standard Shimano, sia con movimenti Shimano Octalink e Truvativ.

## Come usare l'attrezzo:

- Vantaggio: Quando vogliamo rimuovere la mensola inferiore, e necessario inserire la chiave nel dado della mensola inferiore. Essa viene fissata con la vite nell'assale. In questo modo si evita che la chiave possa scivolare e danneggiare il dado della mensola inferiore. Il lavoro e reso piu semplice grazie alla impugnatura lunga 350 mm con manicotto ergonomico bi-componente. La stessa procedura viene utilizzata per l'installazione.



624919



500

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.