


Set za servisiranje ležajeva 2600E

SET-2600E-US



Profili



Opis proizvoda

- Set sadrži vreteno sa dve navojne ručke, adaptere za standardne ležajeve 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30 i sve Press-fit standarde, kao i dva plastikom obložena adaptera za zaštitu karbona pri montaži ležajeva.
- Jedna od ručki poseduje sistem za brzo otpuštanje, čime je demontaža ležajeva znatno pojednostavljena.
- Izvlakač ležajeva poseduje klizni teg sa 6 različitih nastavaka za izbijanje ležajeva unutrašnjih dimenzija 6.5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 mm.
- Set dolazi lepo upakovan u penasti uložak koji odgovara i za kolica tipa Europlus, Eurovision, Eurostyle i Hercules.

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Set za servisiranje ležajeva 2600E	628676	SET-2600E-US		34
Matica sa navojnom ručicom za pritiskanje ležajeva 1721		1721.4		1
Ručica sa brzim otpuštanjem za art. 1721		1721.3		1
Nastavak za montažu ležajeva		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x)	21
Zaštita kod montaže ležajeva		1721.2	,	2
Blade with handle for 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Krak za art.689/5BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
SOS uložak za art. 2600E		vl-2600E		1

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

